

medi




medi メディ弾性スリーブ

メディハーモニー、メディエスプリ





スタイル



本価格表の内容は平成27年8月現在のものです。

メディハーモニー

mediven® harmony (medi product)
医療機器届出番号: 27B1X00123MEDI25

キャメル (#1)	ブラック (#5) *取り寄せ製品	メディページ (#8)
--------------	-------------------------	----------------

★編み方: 丸編み(ミトン・手袋は平編み)


	サイズ	ワイドタイプ
スリーブ各種	SS ~ 4L	あり(常時在庫対象)
ミトン・手袋	S ~ 4L	なし
*価格はスタンダードと同じ		

素 材	ラテックスフリーです	
圧迫クラス	ポリウレタン	ナイロン
圧1	34%	66%
圧2	43%	57%

メディハーモニー			ワイドをご注文の場合、品番の最後にWをつけてください。 例 2Z10W
圧迫クラス1 18-21mmHg (2.4-2.8kPa)	スリーブ	ミトン付スリーブ	
品 番	2Y00	2Y10	
(税抜き価格)	(¥8,000)	(¥12,800)	
税込み価格	¥ 8,640 /枚	¥ 13,824 /枚	
圧迫クラス2 23-32mmHg (3.1-4.3kPa)	スリーブ	ミトン付スリーブ	
品 番	2Z00	2Z10	
(税抜き価格)	(¥8,400)	(¥13,200)	
税込み価格	¥ 9,072 /枚	¥ 14,256 /枚	

メディエスプリ

mediven® esprit (medi product)
医療機器届出番号: 27B1X00123MEDI21



★編み方: 平編み

	サイズ
スリーブ各種	3S ~ LL
手袋	3S ~ LL

素 材	ラテックスフリーです	
圧迫クラス	ポリウレタン	ナイロン
圧1	14%	86%
圧2	20%	80%

メディエスプリ			
圧迫クラス1 18-21mmHg (2.4-2.8kPa)		スリーブ	ミトン付スリーブ
品 番	ショート丈	530T	535T
	ロング丈	531T	536T
(税抜き価格)		(¥15,000)	(¥20,000)
税込み価格		¥16,200 /枚	¥21,600 /枚
圧迫クラス2 23-32mmHg (3.1-4.3kPa)		スリーブ	ミトン付スリーブ
品 番	ショート丈	550T	555T
	ロング丈	551T	556T
(税抜き価格)		(¥15,000)	(¥20,000)
税込み価格		¥16,200 /枚	¥21,600 /枚

メディハーモニーの特徴

●楕円形加工(ダブルエリプス)

肘の内側・外側の2か所の楕円形加工は、肘周囲のシワの形成をおさえ、肘の屈伸時に生じる負担を軽減します。



肘の内側



肘の外側

●細部まで着け心地の良さを追求


ミトン部のシームを薄く仕上げて着け心地の向上を図りました。トップバンド部のシームも同様に、薄く仕上げています。



ミトン付スリーブのミトン部



トップバンド



ミトン・手袋にワイドタイプはございません。

ミトン	手袋(指加圧タイプ)	スリーブ トップバンド付	ミトン付スリーブ トップバンド付
2Y20	2Y21	2Y01	2Y11
(¥8,000)	(¥16,000)	(¥10,000)	(¥15,500)
¥ 8,640 /枚	¥ 17,280 /枚	¥ 10,800 /枚	¥ 16,740 /枚
ミトン	手袋(指加圧タイプ)	スリーブ トップバンド付	ミトン付スリーブ トップバンド付
2Z20	2Z21	2Z01	2Z11
(¥8,000)	(¥17,000)	(¥10,400)	(¥16,000)
¥ 8,640 /枚	¥ 18,360 /枚	¥ 11,232 /枚	¥ 17,280 /枚

	手袋(指加圧タイプ)	スリーブ トップバンド付	ミトン付スリーブ トップバンド付
	532	530	535
		531	536
	(¥18,000)	(¥15,000)	(¥20,000)
	¥ 19,440 /枚	¥ 16,200 /枚	¥ 21,600 /枚
	手袋(指加圧タイプ)	スリーブ トップバンド付	ミトン付スリーブ トップバンド付
	552	550	555
		551	556
	(¥18,000)	(¥15,000)	(¥20,000)
	¥ 19,440 /枚	¥ 16,200 /枚	¥ 21,600 /枚

メディエスプリの特徴

●お肌にやさしく、伸縮性にすぐれた生地(丸編み)

柔らかく快適な着け心地です。
ラノリンが含まれ、お肌にもやさしい生地です。

メディハーモニーは、より伸縮性にすぐれた生地を使用しています。1つの製品で、従来のショート・ロング丈許容数値を、おおよそカバーします。




●丈夫な平編み

厚手の生地なのに柔らかく、
着け心地が快適です。
食い込みにくく、しっかりと
圧がかかります。



●使いやすさ

メディハーモニーは、より身体のラインに沿うようデザインし、
幅広のワイドタイプもご用意しました。
それによって、よりフィットする製品を選びやすくなりました。



スリーブ ショルダーキャップ&ベルト付	ミトン付スリーブ ショルダーキャップ&ベルト付
2Y05	2Y15
(¥11,000)	(¥15,500)
¥11,880 /枚	¥16,740 /枚
スリーブ ショルダーキャップ&ベルト付	ミトン付スリーブ ショルダーキャップ&ベルト付
2Z05	2Z15
(¥11,400)	(¥16,000)
¥12,312 /枚	¥17,280 /枚

メディ弾性スリーブの装着方法

ステップ1

スリーブの上部をあらかじめ手首の部分まで裏返して、スリーブ先端を手首にあわせま。爪や指輪などでスリーブを引っ掛けないようにご注意ください。



ステップ2

裏返した部分を少しずつ引き上げます。メディハーモニーの場合、引き上げは肘の楕円形加工部分が肘関節の内・外側に重なるよう調整しながら行います。



ステップ3

全体的にシワ、たるみがないことを確認しながら、最終的にわきの下まで引き上げてください。



ご注文の方法

- ・ご注文の際には、①品番、②カラー
- ③サイズ、④数量をご明記下さい。

①圧迫クラスとスタイルから品番を選びます。
例：2Y00

メディハーモニー	
圧迫クラス1 18-21mmHg (2.4-2.8kPa)	スリーブ
品番	2Y00
(税抜き価格)	(¥8,000)
税込み価格	¥8,640/枚

②サイズ表からご自身にあったサイズを選びます。
例：Sサイズ

スタンダード	
身長(cm)	SS (I)
150 - 160	16.5 - 18.0
160 - 170	18.0 - 19.5
170 - 180	19.5 - 21.0
180 - 190	21.0 - 22.5
190 - 200	22.5 - 24.0
200 - 210	24.0 - 25.5
210 - 220	25.5 - 27.0
220 - 230	27.0 - 28.5
230 - 240	28.5 - 30.0
240 - 250	30.0 - 31.5
250 - 260	31.5 - 33.0
260 - 270	33.0 - 34.5
270 - 280	34.5 - 36.0
280 - 290	36.0 - 37.5
290 - 300	37.5 - 39.0
300 - 310	39.0 - 40.5
310 - 320	40.5 - 42.0
320 - 330	42.0 - 43.5
330 - 340	43.5 - 45.0
340 - 350	45.0 - 46.5
350 - 360	46.5 - 48.0
360 - 370	48.0 - 49.5
370 - 380	49.5 - 51.0
380 - 390	51.0 - 52.5
390 - 400	52.5 - 54.0
400 - 410	54.0 - 55.5
410 - 420	55.5 - 57.0
420 - 430	57.0 - 58.5
430 - 440	58.5 - 60.0
440 - 450	60.0 - 61.5
450 - 460	61.5 - 63.0
460 - 470	63.0 - 64.5
470 - 480	64.5 - 66.0
480 - 490	66.0 - 67.5
490 - 500	67.5 - 69.0
500 - 510	69.0 - 70.5
510 - 520	70.5 - 72.0
520 - 530	72.0 - 73.5
530 - 540	73.5 - 75.0
540 - 550	75.0 - 76.5
550 - 560	76.5 - 78.0
560 - 570	78.0 - 79.5
570 - 580	79.5 - 81.0
580 - 590	81.0 - 82.5
590 - 600	82.5 - 84.0
600 - 610	84.0 - 85.5
610 - 620	85.5 - 87.0
620 - 630	87.0 - 88.5
630 - 640	88.5 - 90.0
640 - 650	90.0 - 91.5
650 - 660	91.5 - 93.0
660 - 670	93.0 - 94.5
670 - 680	94.5 - 96.0
680 - 690	96.0 - 97.5
690 - 700	97.5 - 99.0
700 - 710	99.0 - 100.5
710 - 720	100.5 - 102.0
720 - 730	102.0 - 103.5
730 - 740	103.5 - 105.0
740 - 750	105.0 - 106.5
750 - 760	106.5 - 108.0
760 - 770	108.0 - 109.5
770 - 780	109.5 - 111.0
780 - 790	111.0 - 112.5
790 - 800	112.5 - 114.0
800 - 810	114.0 - 115.5
810 - 820	115.5 - 117.0
820 - 830	117.0 - 118.5
830 - 840	118.5 - 120.0
840 - 850	120.0 - 121.5
850 - 860	121.5 - 123.0
860 - 870	123.0 - 124.5
870 - 880	124.5 - 126.0
880 - 890	126.0 - 127.5
890 - 900	127.5 - 129.0
900 - 910	129.0 - 130.5
910 - 920	130.5 - 132.0
920 - 930	132.0 - 133.5
930 - 940	133.5 - 135.0
940 - 950	135.0 - 136.5
950 - 960	136.5 - 138.0
960 - 970	138.0 - 139.5
970 - 980	139.5 - 141.0
980 - 990	141.0 - 142.5
990 - 1000	142.5 - 144.0

ワイドタイプをご注文の場合は品番の後ろにWもあわせて表記してください。
例：2Y00W Sサイズ

③お好みのカラーを選びます。
例：メディページ (#8)
(ブラックは取り寄せ製品です)

キャメル (#1)	ブラック (#5)	メディページ (#8)
-----------	-----------	-------------

④数量をご明記ください。

メディバトラー

medi Butler 弾性スリーブ装着の補助器具

ショートハンドル

- ・品番 900 - 2
- ・税込み価格 ¥15,120
(税抜き価格 ¥14,000)



アームバトラー

- ・品番 900 - 10
- ・税込み価格 ¥16,200
(税抜き価格 ¥15,000)



アームビッグバトラー

- ・品番 900 - 11
- ・LLサイズ以上に最適
- ・価格はアームバトラーと同じ

エクスポートロングハンドル

- ・品番 900 - 7
- ・税込み価格 ¥8,208
(税抜き価格 ¥7,600)
(ストッキング用)



メディ弾性スリーブの装着方法(補助器具を使用した場合)

ステップ1

半円形に開いている部分を自分と反対側に向けて補助器具を置き、スリーブを補助器具に取り付けます。



ステップ2

フレームにスリーブを均等に広げ、スリーブの口に少しずつ腕を入れていきます。



ステップ3

腕に入れていく過程で、補助器具が動かないよう注意し、さらに深く入れていきます。



ステップ4

スリーブに腕がある程度深く入れば、補助器具からスリーブをゆっくり抜きます。その後、スリーブにシワが残らないよう、全体にシワをのばします。



ステップ5


全体的にシワ、たるみがないことを確認しながら、最終的にわきの下まで引き上げてください。




☆メディバトラーの詳細は弊社までお問い合わせください。

サイズ表(手袋、ミトン)

●周径の採寸



eC1 eCより5cm近位
eC 最も細い部位の周径(手首周)
eB 手背周
eA 親指以外の4指のつけ根の周径



eZ 爪床部の周径
eX 指の付け根の周径

メディハーモニー ・サイズ展開：S~4L ミトン・手袋にワイドタイプはございません。

周径 (cm)						
サイズ	S (Ⅱ)	M (Ⅲ)	L (Ⅳ)	LL (Ⅴ)	3L (Ⅵ)	4L (Ⅶ)
eC1	15,0 - 18,0	17,0 - 20,0	19,0 - 21,5	21,0 - 23,5	23,0 - 26,0	25,5 - 30,0
eC	13,5 - 15,5	15,0 - 18,0	17,0 - 20,0	19,0 - 21,0	20,0 - 23,5	22,5 - 27,5
eB	15,5 - 20,0	17,5 - 21,0	19,5 - 23,0	20,5 - 24,0	22,5 - 26,0	24,5 - 30,0
eA	15,0 - 19,0	17,0 - 20,0	19,0 - 22,0	20,0 - 23,0	22,0 - 25,0	24,0 - 29,0

周径 (cm)						
5 指の周径はあくまでも目安です。この数値から大きくはずれていないかご確認下さい。						
サイズ	S (Ⅱ)	M (Ⅲ)	L (Ⅳ)	LL (Ⅴ)	3L (Ⅵ)	4L (Ⅶ)
親指	eX 7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	10,0
	eZ 6,0	6,5	6,5	7,0	7,5	8,0
人差し指	eX 6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,5
	eZ 5,0	5,5	6,0	6,0	6,5	7,0
中指	eX 6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,5
	eZ 5,0	5,5	6,0	6,0	6,5	7,0
薬指	eX 6,0	6,5	7,0	7,0	7,5	9,0
	eZ 5,0	5,0	5,5	5,5	6,0	6,5
小指	eX 5,5	6,0	6,0	6,5	7,0	8,0
	eZ 4,5	4,5	5,0	5,0	5,5	6,0


メディエスプリ ・サイズ展開：3S~LL

周径 (cm)						
サイズ	3S	SS (Ⅰ)	S (Ⅱ)	M (Ⅲ)	L (Ⅳ)	LL (Ⅴ)
eC	13,0 - 15,0	15,0 - 17,0	17,0 - 19,0	19,0 - 21,0	21,0 - 23,0	23,0 - 25,0
eB	16,0 - 19,0	18,0 - 19,0	19,0 - 21,5	21,5 - 23,5	23,5 - 25,5	25,5 - 28,5
eA	15,0 - 18,0	17,5 - 18,5	18,5 - 20,0	20,0 - 22,0	22,0 - 24,0	24,0 - 27,0


周径 (cm)						
5 指の周径はあくまでも目安です。この数値から大きくはずれていないかご確認下さい。						
サイズ	3S	SS (Ⅰ)	S (Ⅱ)	M (Ⅲ)	L (Ⅳ)	LL (Ⅴ)
親指	eX 6,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5
	eZ 5,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
人差し指	eX 5,0	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
	eZ 4,0	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
中指	eX 5,0	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
	eZ 4,0	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
薬指	eX 4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
	eZ 3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
小指	eX 4,0	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
	eZ 3,0	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5

●丈の採寸 (メディハーモニー、メディエスプリ共通)

丈の許容値はあくまでも目安です。この数値から大きくはずれていないかご確認下さい。




丈 / 手指 (cm)	ℓ XZ
親指	3,5 - 4,5
人差し指	4,5 - 5,5
中指	5,5 - 6,5
薬指	4,5 - 5,5
小指	3,5 - 4,5



丈 (cm)	全サイズ共通
ℓ AB	3,5 - 4,5
ℓ AC	10,0 - 12,0
ℓ AC1	15,0 - 16,0

サイズ表(スリーブ各種)

● 周径の採寸



- cG 腋の下の周径(上腕周)
- cF cEとcGの中間の周径
- cE 肘を少し曲げたときの周径(肘周)
- cD 前腕で最も太い部位の周径
- cC1 cCより5cm近位
- cC 最も細い部位の周径(手首周)
- cA 親指以外の4指のつけ根の周径

メディハーモニー ・サイズ展開：SS~4L 各サイズにワイドタイプをご用意(価格はスタンダードと同じ)
スタンダード ・ワイドをご注文の場合、品番の最後にWをつけてください。 例 2Z10W

周径(cm)	SS (I)	S (II)	M (III)	L (IV)	LL (V)	3L (VI)	4L (VII)
cG	25,5 - 28,0	28,0 - 30,5	30,0 - 33,0	32,0 - 35,0	33,5 - 36,5	36,0 - 39,5	38,0 - 41,5
cF	23,5 - 25,5	25,0 - 27,5	27,5 - 30,0	29,5 - 32,0	31,0 - 34,0	33,0 - 36,0	35,0 - 38,5
cE	23,0 - 25,0	24,5 - 26,5	26,0 - 28,5	27,5 - 30,0	29,5 - 31,5	30,5 - 33,5	32,5 - 35,5
cD	22,0 - 24,0	23,0 - 25,0	24,0 - 26,0	25,0 - 27,5	27,0 - 29,5	28,5 - 31,0	30,5 - 33,5
cC1	15,0 - 16,5	16,5 - 18,0	18,0 - 19,5	19,5 - 21,0	21,0 - 23,0	23,0 - 25,0	25,0 - 27,5
cC	13,5 - 14,5	14,5 - 15,5	16,0 - 17,5	17,5 - 19,0	19,0 - 20,5	20,5 - 22,5	22,5 - 24,5
cA	15,0 - 18,0	16,0 - 19,0	17,0 - 20,0	19,0 - 22,0	20,0 - 23,0	22,0 - 25,0	24,0 - 27,0


ワイド ワイドをご注文の場合、品番の最後にWをつけてください。 例 2Z10W (価格はスタンダードと同じ)

周径(cm)	SS (I)	S (II)	M (III)	L (IV)	LL (V)	3L (VI)	4L (VII)
cG	28,5 - 31,0	30,5 - 33,5	33,0 - 36,0	35,0 - 38,5	37,0 - 40,5	39,5 - 43,0	41,5 - 45,5
cF	25,5 - 28,0	27,5 - 30,0	30,0 - 33,0	32,0 - 35,0	34,0 - 37,0	36,0 - 39,5	38,5 - 42,0
cE	24,0 - 26,0	26,5 - 29,0	28,5 - 31,0	30,0 - 33,0	31,5 - 34,5	33,5 - 36,5	35,5 - 39,0
cD	24,0 - 26,0	25,0 - 27,5	26,0 - 28,5	28,0 - 30,5	29,5 - 32,0	31,0 - 34,0	33,5 - 36,5
cC1	15,0 - 16,5	16,5 - 18,0	18,0 - 19,5	19,5 - 21,0	21,0 - 23,0	23,0 - 25,0	25,0 - 27,5
cC	13,5 - 14,5	14,5 - 15,5	16,0 - 17,5	17,5 - 19,0	19,0 - 20,5	20,5 - 22,5	22,5 - 24,5
cA	15,0 - 18,0	16,0 - 19,0	17,0 - 20,0	19,0 - 22,0	20,0 - 23,0	22,0 - 25,0	24,0 - 27,0

メディエスプリ ・サイズ展開：3S~LL

周径(cm)	3S	SS (I)	S (II)	M (III)	L (IV)	LL (V)
cG	26,0 - 30,0	28,0 - 32,0	30,0 - 34,0	32,0 - 37,0	35,0 - 40,0	38,0 - 44,0
cE	23,0 - 25,5	25,0 - 27,5	27,0 - 29,5	29,0 - 32,0	31,0 - 34,0	33,0 - 37,0
cC	13,0 - 15,0	15,0 - 17,0	17,0 - 19,0	19,0 - 21,0	21,0 - 23,0	23,0 - 25,0
cA	15,0 - 18,0	17,0 - 19,0	18,0 - 20,0	19,0 - 22,0	21,0 - 24,0	23,0 - 27,0

● 丈の採寸



手首から上腕まで

メディハーモニー

丈 (cm)	手首から上腕まで
cCG	41 - 47

メディエスプリ

丈 (cm)	ショート丈	ロング丈
cCG	40 - 44	44 - 48

*メディハーモニーの丈は1種類です。
1つの製品で従来のショート・ロング丈の
許容数値をおおよそカバーします。

ご使用について

- ・着用には必ず医師にご相談ください。
- ・製品に付属する添付文書、およびご使用のしおりもよくお読みください。
- ・製品の仕様、外観は改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。
- ・印刷物と実際の製品の色は異なる場合があります。
- ・採寸は各部位の寸法が安定した状態で測定してください。
- ・各圧迫力の数値は、手首部を基準にしていますので、ご注意ください。

お手入れ方法

- ・液温40℃以下で市販の洗剤を溶かし、洗濯機または手で押し洗いしてください。
- ・洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットをご使用ください。
- ・柔軟剤や漂白剤、ベンジン等の使用、ドライクリーニング、アイロンがけはしないでください。
- ・洗濯時に多少脱色する場合がありますので、他の洗濯物との混入は避けてください。
- ・ベルクロテープ (マジックテープ) は留めた状態で洗濯してください。

※平成20年3月21日保医発第0321001号等により、一定の要件を満たすことを前提に、弾性着衣の購入は療養費支給の対象となりました。
詳細は関係省庁や弊社までお問い合わせください。

取扱店

製造販売元：ナック商会株式会社

第1種医療機器製造販売業許可番号：27B1X00123

URL：www.nakcorp.co.jp

e-mail：order@nakcorp.co.jp

■大阪本社 (製造販売) 〒550-0012 大阪市西区立売堀5-7-1 3
tel：06-6599-9000 fax：06-6599-9007

■東京オフィス 〒165-0026 東京都中野区新井5-2-2-8
tel：03-5343-7955 fax：03-5343-7956

お客様相談・注文窓口：0120-06-0390

メディハーモニー ショート丈 新発売のお知らせ

mediven® harmony (medi product)

メディハーモニー 医療機器届出番号: 27B1X00123MEDI25

2016年9月吉日
ナック商会株式会社

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
日頃ご愛用いただいておりますメディハーモニーですが、お客様からのご要望にお応えし、このたびショート丈を下記の内容で発売する運びとなりましたので、お知らせ致します。


引き続きご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

●販売開始時期 : 2016年10月

入荷の状況によって、販売開始時期は多少前後する場合があります。
詳細は、弊社までお問い合わせください。

●ショート丈 : 36~40cm (手首から上腕までの丈)

なお、ショート丈発売に伴って、従前より展開してきた製品についても、「**スタンダード丈**」とし、ショート丈との区別を図ります。
(従前より展開してきた製品の品番、仕様に変更はございません)



■ショート丈 ラインナップ

下記ラインナップ以外のショート丈は、取り寄せ製品としてもお受け致します。




●カラー

キャメル
(#1)

キャメル色のみの
展開です。

●丈の採寸



手首から上腕まで

丈 (cm)	ショート丈
CG	36 - 40

●周径の採寸

*展開サイズ: SS~LL

- ・スタンダード丈と共通です (メディ弾性スリーブのサイズ表をご参照ください)
- ・ワイドタイプも常時在庫対象です

メディハーモニー			ワイドをご注文の場合、品番の最後にWをつけてください。例 2Z41W		
圧迫クラス1 18-21mmHg (2.4-2.8kPa)	スリーブ トップバンド付	ミトン付スリーブ トップバンド付			
ショート丈 品番	2Y31	2Y41			
(税抜き価格)	(¥10,000)	(¥15,500)			
税込み価格	¥10,800 /枚	¥16,740 /枚			
圧迫クラス2 23-32mmHg (3.1-4.3kPa)	スリーブ トップバンド付	ミトン付スリーブ トップバンド付			
ショート丈 品番	2Z31	2Z41			
(税抜き価格)	(¥10,400)	(¥16,000)			
税込み価格	¥11,232 /枚	¥17,280 /枚			

取扱店

製造販売元 : ナック商会株式会社

第1種医療機器 : 27B1X00123

製造販売業許可番号 : www.nakcorp.co.jp

URL : www.nakcorp.co.jp

■大阪本社 (製造販売) 〒550-0012 大阪市西区立売堀5-7-13
tel: 06-6599-9000 fax: 06-6599-9007

■東京オフィス 〒165-0026 東京都中野区新井5-22-8
tel: 03-5343-7955 fax: 03-5343-7956

お客様相談・注文窓口 : 0120-06-0390
大阪本社につながります

email : order@nakcorp.co.jp