

MEASURING FOR モビダーム・スリーブの採寸

採寸場所

e わき下部分の上腕部


d 上腕二頭筋の最大部

c ひじ関節部


b 手首 (a) と肘 (c) の中間部 (前腕最大周径部)

a 手首部 (最も細い部分)

-----▶ 採寸場所の高さと周径を測るための目印



スリーブ






長さの採寸は、手背側手首 (a) の中央部から肘先 (c)、そして肘先 (c) から希望する終点部 (e) までは腕の外側を採寸してください。

ミトン



親指部分の印のつけ方
(Marking of the thumb
web space)



印をつけた位置での採寸：親指付け根部周径 (k) と、親指先端部周径 (j) を採寸してください。
(製造技術の都合により、親指の長さは2cm未満にはできません)



ミトンの終端部 (i) の周径は、中手骨の先端部で採寸してください。



ミトンの長さの採寸方法
1/ 手首 (a) から親指付け根 (k)
2/ 手首 (a) からミトン終端部 (i)



夜間モビダーム オーダーメイド (Mobiderm Made-to-Measure) スリーブ 発注書

日付(Date):

ふりがな

患者名(Patient's name):

患者名(ローマ字):.....

患者身長(Patient's height): cm

性別(Gender): ☐ 男(M) ☐ 女(F) ☐ 小児(Child)

住所(Address): 〒.....

電話(Phone):.....

担当者名(Prescriber's name):

施設名/取扱店名

JAPAN

採寸方法

<高さ> 上腕・前腕ともに、図内の点線に沿うようにメジャーをあてて測ります。

<周径> 計測ポイントにメジャーを密着させ、実寸値にて測ります。

※患肢の形状が変形している場合には、画像を添付してください

☐ 右腕 (Right) ☐ 左腕 (Left)

正面から見た図

形状 (Models)

☐ スリーブ (Armsleeve)

☐ ミトン付きスリーブ (親指あり) (Armsleeve with mitten with thumb)

☐ ミトン付きスリーブ (親指なし) (Armsleeve with mitten without thumb)

追加オプション (Sleeve options)

☐ ベルクロ加工 (最大の長さは製品丈の1/3まで) (Velcro opening)

※ ベルクロ加工は追加料金が発生します

コメント (Comments)

.....



.....

.....

.....

.....

.....



---▶ 高さを測る際にメジャーを沿わせる位置

長さ (cm)

周径 (cm)